

2000系列桌上型酸鹼度計比較

SP-2110 Routine / SP-2110 / SP-2310 / SP-2510

完整的圖像式及文字資訊選單，提供直覺化的操作。
先進的狀態燈隨著讀取變化，方便掌握測量的情況。
支援 USB-Type C 充電和數據輸出，讓研究變得更輕鬆。



型號	SP-2110 Routine	SP-2110	SP-2310	SP-2510
pH	-2~16 pH	-2~20 pH	-2~20 pH	-2~20 pH
ORP	-2000~2000mV	-2000~2000mV	-2000~2000mV	-2000~2000mV
ION	X	X	X	ppm(mg/L): 0.001~999,999 mol/L: (μmol/L: 0.001~999.99 mmol/L: 1.000~999,999) pX: -2~20
呼吸狀態燈	X	✓	✓	✓
解析度	0.01pH	0.01pH	0.001pH	0.001pH
TYPE-C接孔	✓	✓	✓	✓
印表機連接	✓	✓	✓	✓
電腦傳輸資料	X	X	✓	✓
資料儲存功能	X	200筆	60000筆	60000筆
密碼保護	X	X	✓	✓
校正	1~3點	1~3點	1~5點	1~5點
理論可視化校正	✓	✓	✓	✓
校正提醒	X	✓	✓	✓
校正記錄	X	10筆	50筆	50筆